

# HaemoCer<sup>TM</sup>

## Universal Applicator

PT Instruções de Utilização



BioCer Entwicklungs-GmbH  
Ludwig-Thoma-Straße 36c  
95447 Bayreuth, Germany  
Tel.: +49 (0921) 787770-0  
Fax: +49 (0921) 787770-79  
info@biocer-gmbh.de  
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCer<sup>TM</sup> are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD121.01PT/2024-04

### Índice

Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup>

### Descrição

O Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup> é um dispositivo manual flexível de uma única utilização que se destina à aplicação do pó hemostático absorvível HaemoCer<sup>TM</sup>.

O Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup> tem um comprimento utilizável de 38 cm. **Para informações mais completas sobre o pó hemostático cirúrgico, consultar as Instruções de Utilização da HaemoCer<sup>TM</sup>.**

### Indicações

O Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup> destina-se à aplicação do pó hemostático HaemoCer<sup>TM</sup> em superfícies de feridas cirúrgicas em diversas circunstâncias e indicações clínicas.

### Preparação

Antes de utilizar o Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup>, verifique se a embalagem está intacta. Caso a embalagem já tenha sido aberta ou esteja danificada, o produto deve ser descartado e substituído por um novo.

Retire o Aplicador da bolsa esterilizada e verifique se está intacto.

Feche os grampos na extremidade superior do aplicador e insira-o firmemente no aplicador fornecido, contendo o pó hemostático HaemoCer<sup>TM</sup> como indicado na figura à direita.

### Utilização

Prepare o local da aplicação como descrito nas Instruções de Utilização da HaemoCer<sup>TM</sup>.

Posiciona a ponta do aplicador o mais próximo possível do local da hemorragia.

Abra os grampos e administre o pó por meio do Aplicador Universal, bombeando várias vezes com a pipeta.

Evite o contacto da ponta do aplicador com o sangue para impedir o bloqueio da alimentação. No caso de se verificar um entupimento da ponta do aplicador, esta pode ser cortada com uma tesoura afiada.

### Contraindicações

Não injetar HaemoCer<sup>TM</sup> diretamente em vasos sanguíneos uma vez que isso representa perigo de uma coagulação intravascular extensiva.

Não utilizar HaemoCer<sup>TM</sup> para o controlo de hemorragias pós-parto ou em caso de menorragia.

Não injetar HaemoCer<sup>TM</sup> na bexiga ou na uretra.

Não injetar HaemoCer<sup>TM</sup> nos olhos.

HaemoCer<sup>TM</sup> não é adequado para pacientes com intolerância a amido ou a produtos contendo amido.

### Advertências

HaemoCer<sup>TM</sup> em combinação com o Aplicador Universal não deve substituir as práticas operativas apropriadas e, em especial, a utilização adequada de técnicas convencionais de hemostase (por ex., ligaduras).

O Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup> é fornecido esterilizado e não deve ser esterilizado novamente. Produtos não utilizados e já abertos devem ser descartados.

Uma reutilização de um produto medicinal que se destina apenas a uma única utilização pode causar problemas de saúde graves para os pacientes e funcionamento deficiente do produto.

### Medidas de precaução

Este produto só deve ser utilizado por cirurgiões com conhecimentos da respetiva prática cirúrgica. O cirurgião é responsável pela utilização.

### Efeitos secundários

Nenhum identificado até à data.

### Conservação

O Aplicador Universal HaemoCer<sup>TM</sup> deve ser armazenado à temperatura ambiente na sua embalagem original e ao abrigo da luz. Proteger contra a humidade.



# BioCer