


# HaemoCer<sup>TM</sup>

## Universal Applicator

### Uputstvo za upotrebu

 BioCer Entwicklungs-GmbH  
Ludwig-Thoma-Straße 36c  
95447 Bayreuth, Germany  
Tel.: +49 (0921) 787770-0  
Fax: +49 (0921) 787770-79  
info@biocer-gmbh.de  
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCer<sup>TM</sup> are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD121.01RS/2024-04

#### Sadržaj

HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalni aplikator

#### Opis

HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalni aplikator je fleksibilan, ručni uređaj za jednokratnu upotrebu za doziranje upijajućeg praška za hemostazu HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS. HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalni aplikator ima korisnu dužinu od 38 cm. **Kompletne informacije o prašku za hiruršku hemostazu možete pronaći u uputstvima za upotrebu za HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS.**

#### Indikacije

HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalni aplikator je namenjen za nanošenje HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS praška za hemostazu u hirurške površine rana za različite medicinske indikacije.

#### Priprema

- Pre upotrebe HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalnog aplikatora proverite da pakovanje nije oštećeno. Ako je pakovanje prethodno otvoreno ili oštećeno, mora se baciti i zameniti novim proizvodom.
- Izvadite aplikator iz sterilne vrećice i proverite da li je netaknut.
- Zatvorite stezaljku na vrhu aplikatora i postavite ga na aplikator koji se isporučuje sa HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS praškom za hemostazu kao što je prikazano na slici desno.

#### Primena

- Pripremite mesto primene kao što je opisano u uputstvu za upotrebu za HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS.
- Postavite vrh aplikatora što bliže mestu krvarenja.
- Otvorite stezaljku i aplicirajte prašak pomoću univerzalnog aplikatora pumpanjem boce sa mehom nekoliko puta.
- Izbegavajte kontakt vrha aplikatora sa krvlju da biste sprečili blokadu aplikacije. Ako se vrh aplikatora začepi, može se odrezati oštrim makazama.



#### Kontraindikacije

Nemojte ubrizgavati HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS direktno u krvne sudove, jer to predstavlja rizik od ekstenzivne intravaskularne koagulacije.

Nemojte koristiti HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS za kontrolu postporođajnog krvarenja ili menoreagije.

Nemojte ubrizgavati HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS u bešiku ili uretru.

Nemojte ubrizgavati HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS u oči.

HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS nije pogodan za pacijente sa intolerancijom na skrob ili proizvode koji sadrže skrob.

#### Upozorenja

HaemoCer<sup>TM</sup> / HaemoCer<sup>TM</sup> PLUS u kombinaciji sa univerzalnim aplikatorom nije namenjen da zameni odgovarajuću hiruršku praksu, a posebno odgovarajuću upotrebu konvencionalnih tehnika za hemostazu (npr. ligature).

HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalni aplikator se isporučuje sterilan i ne sme se ponovo sterilisati. Neiskorišćeni, otvoreni proizvodi se moraju baciti.

Ponovna upotreba medicinskih uređaja za jednokratnu upotrebu može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema za pacijenta i neispravnosti proizvoda.

#### Preventivne mere

Ovaj proizvod treba da koriste samo hirurzi upoznati sa relevantnim hirurškim praksama. Hirurg je odgovoran za aplikaciju.

#### Neželjene reakcije

Do ovog trenutka nisu poznata.

#### Čuvanje

HaemoCer<sup>TM</sup> univerzalni aplikator treba čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti. Zaštitite ga od vlage.

# BioCer