

HaemoCer™

FlexApplicator

Uputstvo za upotrebu



BioCer Entwicklungs-GmbH
Ludwig-Thoma-Straße 36c
95447 Bayreuth, Germany
Tel.: +49 (0921) 787770-0
Fax: +49 (0921) 787770-79
info@biocer-gmbh.de
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCer™ are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD123.01RS/2024-04

Sadržaj

HaemoCer™ fleksibilni aplikator

Opis

HaemoCer™ fleksibilni aplikator je fleksibilan, ručni uređaj za jednokratnu upotrebu za doziranje upijajućeg praška za hemostazu HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS. HaemoCer™ fleksibilni aplikator ima korisnu dužinu od 14 cm. Zahvaljujući integrisanoj žici, HaemoCer™ fleksibilni aplikator se može saviti i zadržati svoj oblik. **Kompletne informacije o hirurškom prašku za hemostazu možete pronaći u uputstvu za upotrebu za HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS.**

Indikacije

HaemoCer™ fleksibilni aplikator je namenjen za nanošenje HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS praška za hemostazu u hirurške površine rana za različite medicinske indikacije.

Priprema

- Pre upotrebe HaemoCer™ fleksibilnog aplikatora proverite da pakovanje nije oštećeno. Ako je pakovanje prethodno otvoreno ili oštećeno, mora se baciti i zameniti novim proizvodom.
- Izvadite aplikator iz sterilne vrećice i proverite da li je netaknut.
- Postavite HaemoCer™ fleksibilni aplikator na aplikator isporučen sa HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS praškom za hemostazu kao što je prikazano.

Primena

- Pripremite mesto primene kao što je opisano u uputstvu za upotrebu za HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS.
- Oblikujte HaemoCer™ fleksibilni aplikator kao što je potrebno za pristup hirurškom mestu.
- Postavite vrh aplikatora što bliže mestu krvarenja.
- Aplikirajte prašak pomoću HaemoCer™ fleksibilni aplikatora tako što ćete više puta pumpati bocu sa mehom.
- Izbegavajte kontakt vrha aplikatora sa krvlju da biste sprečili blokadu aplikacije.



Kontraindikacije

Nemojte ubrizgavati HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS direktno u krvne sudove, jer to predstavlja rizik od ekstenzivne intravaskularne koagulacije.
Nemojte koristiti HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS za kontrolu postporođajnog krvarenja ili menoragije.
Nemojte ubrizgavati HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS u bešiku ili uretru.
Nemojte ubrizgavati HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS u oči.
HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS nije pogodan za pacijente sa intolerancijom na skrob ili proizvode koji sadrže skrob.

Upozorenja

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS u kombinaciji sa fleksibilnim aplikatorom nije namenjen da zameni odgovarajuću hiruršku praksu, a posebno odgovarajuću upotrebu konvencionalnih tehnika hemostazu (npr. ligature).
HaemoCer™ fleksibilni aplikator se isporučuje sterilan i ne sme se ponovo sterilisati. Neiskorišćeni, otvoreni proizvodi se moraju baciti.
Ponovna upotreba medicinskih uređaja za jednokratnu upotrebu može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema za pacijenta i neispravnosti proizvoda.

Preventivne mere

Ovaj proizvod treba da koriste samo hirurzi upoznati sa relevantnim hirurškim praksama. Hirurg je odgovoran za aplikaciju. HaemoCer™ fleksibilni aplikator se ne sme seći radi prilagođavanja veličine.

Neželjene reakcije

Do ovog trenutka nisu poznata.

Čuvanje

HaemoCer™ fleksibilni aplikator treba čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti. Zaštite ga od vlage.

BioCer