


HaemoCer™ FlexApplicator

UA Інструкція по застосуванню

 BioCer Entwicklungs-GmbH
Ludwig-Thoma-Straße 36c
95447 Bayreuth, Germany
Tel.: +49 (0921) 787770-0
Fax: +49 (0921) 787770-79
info@biocer-gmbh.de
www.biocer-gmbh.de

Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of physician.

BioCer and HaemoCer™ are trademarks of BioCer Entwicklungs-GmbH in Bayreuth.



HRD123.01UA/2024-04

Зміст

HaemoCer™ FlexApplicator

Опис

HaemoCer™ FlexApplicator, призначений для одноразового використання, ручний апарат, призначений для доставки всмоктаного гемостатичного порошку HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS. Довжина трубки HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор) становить 14 см. Вбудований провід дозволяє згинати HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор), зберігаючи свою вигнуту форму. **Будь ласка, дивіться Інструкції по застосуванню для HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS для отримання повної інформації про хірургічний гемостатичний порошок.**

Показання

The HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор) призначений для нанесення HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS на поверхні хірургічної рани за різними медичними показаннями.

Підготовка

- Перед використанням перевірте упаковку HaemoCer™ FlexApplicator на її цілісність. Якщо пакет був відкритий раніше або пошкоджений, відмовтеся та замініть його новим.
- Вийміть аплікатор зі стерильної упаковки і перевірте, чи предмет недоторканий.
- Натисніть аплікатор на аплікатор HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS, як показано нижче.

Інструкція

- Підготуйте, як зазначено в Інструкції по застосуванню для HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS.
- Сформуйте HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор) у міру необхідності для доступу до місця хірургічного втручання.
- Розмістіть наконечник HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор) на місці кровотечі ближче.
- Почніть подавати HaemoCer™ FlexApplicator послідовно перекачуючи сильфонну колбу.
- Уникайте прямого контакту між кінчиком аплікатора та кров'ю в місці хірургічного втручання.

Протипоказання

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS не слід застосовувати для ін'єкцій у кровоносні судини, оскільки може відбутися велика внутрішньосудинна коагуляція.

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS не слід застосовувати для контролю післяпологових кровотеч або менорагії.

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS не слід застосовувати для ін'єкцій в просвіт сечового міхура або сечоводу. HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS не слід застосовувати для ін'єкцій в очі.

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS протипоказаний пацієнтам, які чутливі до крохмалю або одержуваних крохмалем матеріалів.

Попередження

HaemoCer™ / HaemoCer™ PLUS спільно з HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор) не призначений як заміна відповідної хірургічної техніки і особливо відповідної практики звичайної гемостатичної методики (наприклад, перев'язки).

HaemoCer™ FlexApplicator поставляється у вигляді стерильного продукту і не може бути стерилізований. Невикористані відкриті системи повинні бути відкинуті.

Повторне використання пристроїв одноразового використання може призвести до потенційно серйозних проблем зі здоров'ям для пацієнта та до несправності виробу.

Заходи безпеки

Цей продукт слід використовувати тільки хірургам, які знайомі з хірургічними методиками такого типу. Хірург несе відповідальність за застосування. HaemoCer™ FlexApplicator (гнучкий аплікатор) може бути не підстрижений.

Побічні реакції

На сьогоднішній день не було.

Зберігання

HaemoCer™ FlexApplicator слід зберігати при кімнатній температурі в оригінальній упаковці подалі від світла. Захистіть продукт від вологи.



BioCer