

HaemoCer™ ist vielseitig einsetzbar:

- Versorgung von großflächigen und diffusen Blutungen
- Einsatz bei Stichkanalblutungen
- Eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Blutstillungsmitteln
- Ersatz von Knochenwachs zur Haemostase bei spongiösen Blutungen
- Reduziert den Einsatz von Elektrokautern
- Auch bei maschineller Autotransfusion einsetzbar

Einsatzgebiete:

- Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie
- Allgemeinchirurgie
- Transplantationschirurgie
- Traumatologie
- Tumorchirurgie
- MKG-Chirurgie
- HNO-Chirurgie
- Urologie/Gynäkologie
- Orthopädie
- Plastische Chirurgie
- Verbrennungschirurgie
- Neurochirurgie
- Pädiatrie

# HaemoCer™

Blutstillungspulver

## Produktübersicht HaemoCer™

HFP101	1g	5 Stck/VE
HFP102	2g	5 Stck/VE
HFP103	3g	5 Stck/VE
HFP105	5g	5 Stck/VE
HFZ101	440 mm	5 Stck/VE
HFZ201	180 mm	5 Stck/VE



NEU

- 5 Jahre Haltbarkeit
- UDI-Barcode pro Anwendungseinheit

## BioCer

BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany · Tel. +49 (0)921 78 77 70 0  
Fax. +49 (0)921 78 77 70 79 · info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de



HDD104\_03/2018-08

100%  
resorbierbar

made in  
GERMANY



Natürlich - Sicher - Effektiv

# BioCer



## HaemoCer™

HaemoCer™ ist ein innovatives pulverförmiges Blutstillungsmittel auf pflanzlicher Basis zur unterstützenden Hämostase bei chirurgischen Eingriffen.

Das komplett resorbierbare Material beschleunigt durch seine enorme Wasseraufnahme die

natürliche Gerinnungskaskade, wodurch eine sofortige Blutstillung erfolgt.

Studien zeigen, dass der Einsatz von pflanzlich basierten Blutstillungsmitteln wie HaemoCer™ (Polysacchariden) zur Reduzierung von postoperativen Adhäsionen beiträgt.

### Natürlich

- Auf pflanzlicher Basis
- 100 % frei von tierischen und humanen Bestandteilen
- Vollständig resorbierbar

### Sicher

- Reduzierung von Fremdkörperreaktionen
- Verringerung von Fremdblut- oder Transfusionsbedarf
- Umfangreiche Betreuung und Produktschulung durch den Hersteller

### Effektiv

- Verstärkte Saugwirkung, platzsparende Verpackung
- Unmittelbar einsatzbereit ohne langwierige Vorbereitung z.B. Auftauen, Anmischen

## Einfache Anwendung, effektive Wirkung - DAPI

### Dry

Austretendes überschüssiges Blut entfernen



### Apply

Zügig & großflächig HaemoCer™ auf die Blutungsquelle auftragen



### Press

Mit einer trockenen Kompresse mäßigen Druck auf die Wunde ausüben



### Irrigate

Zum Lösen der Kompresse, diese ausreichend befeuchten, um Verklebungen zu vermeiden



## Effektive Blutstillung nach dem Vorbild der Natur

HaemoCer™ besteht zu 100% aus gereinigter pflanzlicher Stärke ohne Zusatz von tierischen oder humanen Bestandteilen.

Aufgrund seiner hydrophilen Eigenschaften besitzt HaemoCer™ eine extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit, wodurch die natürliche Blutgerinnung (Hämostase), ohne chemische oder pharmazeutische Interaktion, beschleunigt wird.

Es kommt zu einer Anreicherung von Fibrin, Thrombin und roten Blutkörperchen an der Blutungsquelle.

Es bildet sich ein körpereigener Clot und die Blutung wird gestillt.

Nach erfolgter Blutstillung wird die Wunde von einer stabilen und fest haftenden Gel-Schicht umgeben. Diese dient als zusätzliche Barriere zum Schutz vor erneutem Blutaustritt.

HaemoCer™ wird durch Amylase innerhalb von 48 Stunden vom Körper zu 100 % abgebaut.

100%  
resorbierbar

auf  
pflanzlicher  
Basis

