

Universal
Applicator

Made in
Germany

Snel – Effectief – Veilig

HaemoCer™

Universal Applicator

Voor alle minimaal invasieve chirurgie

De HaemoCer™ universele applicator is ontworpen om HaemoCer™ poeder toe te passen tijdens laparoscopische, KNO-, wervelkolom- en andere MIS-procedures. Het garandeert een nauwkeurige toepassing van APH-deeltjes op de wond. De applicator kan eenvoudig worden bevestigd aan de HaemoCer™ of HaemoCer™ PLUS-balgdispenser. Het maakt hemostatische werking mogelijk bij capillaire, veneuze en arteriole bloedingen.



440 mm applicator



Zeer flexibel



Geïntegreerde sluitclip




Innovatieve applicatortip

BioCer



HaemoCer™

Universal Applicator



- Toepassing bij invasieve chirurgie
- Langere applicator voor diepere bloedingen
- Innovatieve applicatortip die het risico op verstopping bij contact met vocht minimaliseert
- Geïntegreerde afsluitklem voorkomt dat de poeder ongecontroleerd wordt toegediend
- Zeer flexibele precisietip voor nauwkeurig gebruik en maximale wonddekking
- Schuifkoppeling voor eenvoudige en stevige verbinding met HaemoCer™ of HaemoCer™ PLUS



Productoverzicht HaemoCer™ Universal Applicator

HFZ101

440 mm

5 stuks

BioCer



BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany
Tel. +49 (0)921 78 77 70 0 · Fax. +49 (0)921 78 77 70 79
info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de

meditec

Meditec B.V.

Roggemole 32 · 8531 WB Lemmer · Nederland
Tel. +31 (0)88 7 088 07 7
info@meditec.nl · www.meditec.nl