

Endoscopic  
Set

Made in  
Germany

New  
Device

# HaemoCer™ Endoscopic SET

Hemostatisch poeder voor  
endoscopische toepassing



Lengte 2400 mm



Diameter 2.5 mm



HEPA-filter




Geschikt voor werkkanaal  
van 2.8 mm en groter



BioCer

# Endoscopic SET

Hemostatisch poeder + Endoscopische applicator



## HaemoCer™ Hemostatisch poeder

- Absorbeerbare Polysaccharide Haemostase
- Bevat geen dierlijke of menselijke componenten
- Plantaardige polymeerverbinding die ultra hydrofiele, biocompatibele deeltjes creëert
- Wordt binnen 48 uur door amylase geabsorbeerd zonder residuen achter te laten
- Snelle kant-en-klare implementatie
- Geen speciale opslag, ontthoien of voormengen nodig



## HaemoCer™ Endoscopic Applicator

- Voor bloedingen in het bovenste en onderste gedeelte van het spijsverteringskanaal
- Effectief bij moeilijk bereikbare plekken
- Geen verstopping bij contact met vocht
- Lengte 2400 mm
- Diameter 2.5 mm
- HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air)
- Geschikt voor werkkanaal van 2.8 mm en groter
- Geen hogedruk gasbron nodig
- Geen luchtcompressor nodig
- Verminderde stofvorming
- Nauwkeurige dosering

Productoverzicht HaemoCer™ Endoscopische set

HFS323

HaemoCer™ PLUS 3 g (HFP203) +  
Endoscopische applicator (HFZ103)

1 stuk

# BioCer



BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany  
Tel. +49 (0)921 78 77 70 0 · Fax. +49 (0)921 78 77 70 79  
info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de

# meditec

Meditec B.V.

Roggemole 32 · 8531 WB Lemmer · Nederland  
Tel. +31 (0)88 7 088 07 7  
info@meditec.nl · www.meditec.nl