

FlexApplicator

made in
Germany

HaemoCer™ FlexApplicator

Schnell - Effektiv - Sicher

Formbar, effizient und vielseitig

Der HaemoCer™ FlexApplicator ist eine Verlängerung für den HaemoCer™ Standard Applikator und lässt sich problemlos auf diesen aufsetzen.

Durch den integrierten Draht ist der HaemoCer™ FlexApplicator in unterschiedliche Richtungen biegsam und gleichzeitig formstabil. Somit kann das Blutstillungspulver HaemoCer™ oder HaemoCer™ PLUS auch an schwer zugänglichen oder komplexen Operationsstellen angewendet werden.

Der HaemoCer™ FlexApplicator bietet eine ausgezeichnete Flexibilität und gewährleistet eine kontrollierte und zielgenaue Dosierung.

Eine speziell abgerundete Spitze verhindert Verletzungen im Operationsbereich.



180 mm Applikator



Flexibel




Formstabil



Atraumatische
Applikatorspitze

BioCer



HaemoCer™ FlexApplicator

- Einfacher Steckmechanismus zur schnellen Anbindung an den HaemoCer™- oder HaemoCer™ PLUS-Standard Applicator
- Verlängerung bei tiefer liegenden Blutungsstellen
- HaemoCer™ FlexApplicator kann mehrfach gebogen werden und bleibt dabei formstabil, um schwer zugängliche Operationsstellen besser zu erreichen
- Durch den transparenten Applikator ist die Menge des HaemoCer™ Pulvers gut erkennbar und kann so kontrolliert und zielgenau dosiert werden
- Auch nach mehrmaligen Biegen ist eine ungehinderte Applikation des HaemoCer™ Pulvers möglich
- Die atraumatische Applikatorspitze verhindert Verletzungen im Operationsbereich

Produktübersicht HaemoCer™ FlexApplicator

HFZ201

180 mm

5 Stck/VE

BioCer

BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany · Tel. +49 (0)921 78 77 70 0

Fax. +49 (0)921 78 77 70 79 · info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de

