

Universal
Applicator

made in
Germany

Schnell - Effektiv - Sicher

HaemoCer™

Universal Applicator

Für alle minimalinvasiven Eingriffe

Der HaemoCer™ Universal Applicator dient als Verlängerung des HaemoCer™ Standard Applikators und lässt sich problemlos auf diesen aufsetzen. Somit kann das Blutstillungspulver HaemoCer™ oder HaemoCer™ PLUS an tiefer gelegenen Blutungsquellen oder bei endoskopischen Eingriffen eingesetzt werden. Auch schwer zugängliche Stellen sind somit für den HaemoCer™ Universal Applicator kein Hindernis. Die verschließbare Klemme verhindert das Austreten von Pulver während der Positionierung des Applikators und sorgt so für eine kontrollierte und zielgenaue Dosierung.



440 mm Applikator



Hohe Flexibilität



Integrierte Absperrklemme




Innovative Applikatorspitze

BioCer



HaemoCer™

Universal Applicator



- Einsatz bei allen minimalinvasiven Eingriffen
- Verlängerung für tieferliegende Blutungsquellen
- Innovative Applikatortspitze reduziert Verblockungsgefahr bei Gewebekontakt
- Integrierte Absperrklemme verhindert unbeabsichtigtes Austreten des Pulvers
- Hohe Flexibilität ermöglicht eine zielgenaue und kontrollierte Positionierung
- Einfacher Steckmechanismus zur schnellen Anbindung an das HaemoCer™- oder HaemoCer™ PLUS-Fläschchen



Produktübersicht HaemoCer™ Universal Applicator

HFZ101

440 mm

5 Stck/VE

BioCer

BioCer Entwicklungs-GmbH

Ludwig-Thoma-Str. 36c · 95447 Bayreuth · Germany · Tel. +49 (0)921 78 77 70 0
Fax. +49 (0)921 78 77 70 79 · info@biocer-gmbh.de · www.biocer-gmbh.de

